

Medicina forlængersæt er fremstillet af polypropylen og med ENFit sammenkoblinger.

## Anvendelse

Anvendes som forlængersæt til sonder og til forlængelse af eksisterende forlængerslanger påsat en knap/mavesonde. Sprøjte/ernæringssæt til enteral pumpe kan tilkobles i modsatte ende. Giver patienten/borgeren mulighed for mere mobilitet samt afstand for personalet ved udadreagerende patienter/borgere. Anvendes desuden som forlængersæt ved brug af en pumpe til ENFit sprøjter.

## Sortiment

**EP015L** 15 cm kort forlænger sæt - indeholder: 0,2 ml (50)

**EP075L** 75 cm lang forlængersæt - indeholder: 1 ml (50)

**EP075LW** 75 cm lang forlængersæt  
med stor lumen - indeholder: 4,29 ml (50)

**EP150L** 150 cm lang forlængersæt - indeholder: 2 ml. (50)

**EP015LYW** 15 cm forlængersæt med stor indre diameter  
og Y-kobling - indeholder: 1,8 ml. (50)

**EP075LY** 75 cm forlængersæt med Y-kobling - indeholder:  
1,2 ml. (50)

**EP150LY** 150 cm forlængersæt med Y-kobling - indeholder:  
2,2 ml. (50)

